

Dieses Angebot umfasst die folgenden einzelnen Produkte

Artikel-Nr.: **A167151**



300 Stück Neuro TAB-Elektroden (20x25 mm)

Preis bei Einzelbestellung: **25,50 € (100 Stück / 8,50 €)**

Die Neuro TAB-Elektrode eignet sich hervorragend zur Ableitung bei der motorischen Neurographie, der sensiblen Neurographie bei antidromer und orthodromer Technik und Blink- sowie H-Reflex. Sie ist gut repositionierbar bei gleichbleibenden optimalen Klebeeigenschaften des hautfreundlichen Festgels.

Artikel-Nr.: 810167

Ein geschirmtes Anschlusskabel mit zwei Krokodilklemmen

Preis bei Einzelbestellung: **56 €**



Die Krokodilklemmen in rot und schwarz sind ideal zum adaptieren der Neuro TAB-Elektroden. Das geschirmte 120 cm lange Kabel sorgt für eine störungsfreie Aufzeichnung. Der 5pol DIN Stecker für einen sicheren Anschluss an das EMG Gerät.

Das Anschlusskabel mit Krokodilklemmen ist mit allen bekannten EMG Geräten die über einen 5pol-DIN Anschluss verfügen kompatibel.

Artikel-Nr.: 610151



Eine Tube OneStep AbrasivPlus

Preis bei Einzelbestellung: **8,20 €**

Um optimale Übergangswiderstände zu erreichen, empfiehlt es sich, die Ableitstelle mit ein wenig abrasiver Paste wie OneStep AbrasivPlus zu behandeln um die Haut an den Ableitpunkten zu entfetten und aufzurauen,

Artikel-Nr.: 510151

Ein Beutel mit 100 Wattestäbchen

Preis bei Einzelbestellung: **1,30 €**



Wattestäbchen zum auftragen von Gel auf die Haut des Patienten- Holzstäbchen (Länge ca. 150 mm) mit einseitigem Wattekopf (Ø ca. 4-5 mm, Länge ca. 12 mm).

Artikel-Nr.: 510311

Preis 77,35 €

Summe Einzelpreis 91,00 €

Preis zzgl. MwSt.

Wir bitten um Lieferung an:

1x Artikel-Nr. **A167151**

.....x Artikel-Nr. **A167151**

Praxis / Klinik:

Name des Best.:

Keine Versandkosten

Straße:

Per Fax:
0521 . 2 99 7 443

PLZ, Ort:

Telefonisch:
0521 . 2 99 7 444

Telefon:

E-Mail: verkauf@ternimed.de

Unterschrift:

Onlineshop: www.ternimed.de/Angebot/A167151