


# CPAP Adapter



zur Titration im Schlaflabor und  
der ambulanten Therapiekontrolle



Inklusive 150cm abnehmbarem Anschlusschlauch.  
Mit Luer Lock Adaptern an beiden Seiten zum sicheren  
adaptieren an das eingesetzte Gerät.

**Der Adapter ist passend für alle CPAP Geräte und Maskenschläuche.**



Filter für Nasenbrillen  
und CPAP-Adapter  
Artikel-Nr.:  
TER-SALTER-1001-0-25

**Luer Lock Adapter ermöglichen das anbringen eines Filters.**  
Der Filter ist feuchtigkeitsabweisend (hydrophob) und  
antimikrobiell.

Durch den Einsatz während der Titration oder Therapiekontrolle  
wird das Gerät vor eindringen von Flüssigkeiten geschützt und  
damit Störungen und Ausfälle vermieden, sowie Ihr Patient vor  
evtl. Kreuzkontaminationen abgesichert.

## Preise und Preisstaffeln:

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis* €/Stück	Preis ab 50 Stück (€/Stück)	Preis ab 100 Stück (€/Stück)
810274	CPAP Adapter inklusive 150cm Anschlusschlauch	<b>1,30.-</b>	<b>1,10.-</b>	<b>0,90.-</b>

\*Mindestabnahme 1 VE = 10 Stück | Alle Preise zzgl. gesetzliche MwSt.

### Versandkosten Deutschland

Ab dem Nettobestellwert von Euro 30,00 erfolgt der Versand der Ware innerhalb Deutschlands frei Haus.  
Bei einem Nettobestellwert unter Euro 30,00 berechnen wir Versandkosten von Euro 7,50.

### Versandkosten Österreich

Ab dem Nettobestellwert von Euro 100,00 erfolgt der Versand der Ware innerhalb Österreichs frei Haus.  
Bei einem Nettobestellwert unter Euro 100,00 berechnen wir Versandkosten von Euro 9,90.

**TerniMed UG** (haftungsbeschränkt)  
Meisenstraße 96  
33607 Bielefeld

Telefon: +49 (0) 521 . 89 49 55 40  
Telefax: +49 (0) 521 . 98 92 40 20  
E-Mail: [verkauf@ternimed.de](mailto:verkauf@ternimed.de)  
Shop: [ternimed.de](http://ternimed.de)

# Bestellschein

Artikel-Nr.	Beschreibung	Bestellmenge

**Ihre Kunden-Nr. bei uns:**  
(falls bekannt) .....

Wir bitten um:

- Lieferung**
- & Auftragsbestätigung**
- Angebot**

Praxis / Klinik: .....

Name des Best.: .....

**Bestellung per FAX an:**  
**05 21 - 98 92 40 20**

Ihre Auftragsnummer: .....

**Telefonische Bestellung:**  
**05 21 - 89 49 95 39**

Straße: .....

**per E-Mail:**  
**verkauf@ternimed.de**

PLZ, Ort: .....

Weitere Produkte finden Sie  
unter **www.ternimed.de**

Telefon: .....

E-Mail:  
(für Versandbestätigung) .....

Unterschrift: .....

Alle Preise zzgl. **Versandkosten 7,50.-€, ab 30.--€ Netto-Bestellwert Frachtfreie Lieferung** und gesetzliche MwSt.