

CPAP Adapter



zur Titration im Schlaflabor und
der ambulanten Therapiekontrolle



Inklusive 150cm abnehmbarem Anschlusschlauch.
Mit Luer Lock Adaptern an beiden Seiten zum sicheren adaptieren an das eingesetzte Gerät.

Der Adapter ist passend für alle CPAP Geräte und Maskenschläuche.



Filter für Nasenbrillen
und CPAP-Adapter
Artikel-Nr.:
TER-SALTER-1001-0-25

Luer Lock Adapter ermöglichen das anbringen eines Filters.
Der Filter ist feuchtigkeitssabweisend (hydrophob) und antimikrobiell.

Durch den Einsatz während der Titration oder Therapiekontrolle wird das Gerät vor eindringen von Flüssigkeiten geschützt und damit Störungen und Ausfälle vermieden, sowie Ihr Patient vor evtl. Kreuzkontaminationen abgesichert.

Preise und Preisstaffeln:

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis* €/Stück	Preis ab 50 Stück (€/Stück)	Preis ab 100 Stück (€/Stück)
TER-810275	CPAP Adapter inklusive 150cm Anschlusschlauch	1,30.-	1,10.-	0,90.-

*Mindestabnahme 1 VE = 10 Stück | Alle Preise zzgl. gesetzliche MwSt.

Versandkosten

Ab dem Nettobestellwert von Euro 30,00 erfolgt der Versand der Ware innerhalb Deutschlands frei Haus.
Bei einem Nettobestellwert unter Euro 30,00 berechnen wir Versandkosten von Euro 7,50.