

Schröter EEG-Hauben

Standardhauben nach dem internationalen 10/20-System wie die Schröter EEG-Haube sind für die zeitsparende Applikation gedacht - sie sind in verschiedenen Kopfgrößen erhältlich und nur bedingt an wenigen Stellen verstellbar.

Auf Wunsch erhalten Sie -ohne Aufpreis- die Schröter EEG-Haube mit farbigen Schläuchen.

Auswahl einer Schröter EEG-Haube mit farbigen Schläuchen.

Beispiel:

Schröter EEG-Haube Größe 40 mit roten Schläuchen.

Artikel-Nr.: 510201-1

(die Nummer vor der ausgewählten Farbe ersetzt das (X) in der Artikel-Nr.)



Schröter EEG-Haube mit farbigen Schläuchen

Artikel-Nr.	Beschreibung
510201-4	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 40 , (von Nasion bis Inion gemessen ca. 44,5 cm) Schlauchfarbe: transparent
Schlauchfarbe 510201-(X)	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 40 (farbige Schläuche) 1 rot , 2 blau , 3 gelb , 49 grün
510201-8	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 37 , (von Nasion bis Inion gemessen ca. 41 cm) Schlauchfarbe: transparent
Schlauchfarbe 510201-(X)	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 37 (farbige Schläuche) 5 rot , 6 blau , 7 gelb , 50 grün
510201-12	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 34 , (von Nasion bis Inion gemessen ca. 38 cm) Schlauchfarbe: transparent
Schlauchfarbe 510201-(X)	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 34 (farbige Schläuche) 9 rot , 10 blau , 11 gelb , 51 grün
510201-16	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 32 , (von Nasion bis Inion gemessen ca. 35,5 cm) Schlauchfarbe: transparent
Schlauchfarbe 510201-(X)	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 32 (farbige Schläuche) 13 rot , 14 blau , 15 gelb , 52 grün
510201-20	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 30 , (von Nasion bis Inion gemessen ca. 33,50 cm) Schlauchfarbe: transparent
Schlauchfarbe 510201-(X)	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 30 (farbige Schläuche) 17 rot , 18 blau , 19 gelb , 53 grün
510201-24	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 28 , (von Nasion bis Inion gemessen ca. 31 cm) Schlauchfarbe: transparent
Schlauchfarbe 510201-(X)	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 28 (farbige Schläuche) 21 rot , 22 blau , 23 gelb , 54 grün



Schröter EEG-Haube mit transparenten Schläuchen

Artikel-Nr.	Beschreibung
510201-28	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 26 , (von Nasion bis Inion gemessen ca. 28,5 cm) Schlauchfarbe: transparent
Schlauchfarbe 510201-(X)	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 26 (farbige Schläuche) 25 rot , 26 blau , 27 gelb , 55 grün
510201-32	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 24 (von Nasion bis Inion gemessen ca. 26,5 cm) Schlauchfarbe: transparent
Schlauchfarbe 510201-(X)	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 24 (farbige Schläuche) 29 rot , 30 blau , 31 gelb , 56 grün
510201-36	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 22 (von Nasion bis Inion gemessen ca. 24,5 cm) Schlauchfarbe: transparent
Schlauchfarbe 510201-(X)	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 22 (farbige Schläuche) 33 rot , 34 blau , 35 gelb , 57 grün
510201-40	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 20 (von Nasion bis Inion gemessen ca. 22 cm) Schlauchfarbe: transparent
Schlauchfarbe 510201-(X)	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 20 (farbige Schläuche) 37 rot , 38 blau , 39 gelb , 58 grün
510201-44	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 18 (von Nasion bis Inion gemessen ca. 20 cm) Schlauchfarbe: transparent
Schlauchfarbe 510201-(X)	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 18 (farbige Schläuche) 41 rot , 42 blau , 43 gelb , 59 grün
510201-48	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 16 (von Nasion bis Inion gemessen ca. 18 cm) Schlauchfarbe: transparent
Schlauchfarbe 510201-(X)	EEG Haube Typ Schroeter, Größe 16 (farbige Schläuche) 45 rot , 46 blau , 47 gelb , 60 grün



Schröter EEG-Haube mit transparenten Schläuchen



Schröter EEG-Haube mit farbigen Schläuchen

Schröter EEG-Haube(n) - mit farbigen Schläuchen ohne Aufpreis!

Preis 36,50 € / 1 Stück

Preis zzgl. MwSt.

Ab drei Schröter EEG-Hauben -auch unterschiedliche Größen und Farben-

Preis 31€ / 1 Stück

Preis zzgl. MwSt.



Sie sparen 15%

TerniMed UG (haftungsbeschränkt)

Meisenstraße 96

33607 Bielefeld

Telefon: +49 (0) 521 . 29 97 4 44

Telefax: +49 (0) 521 . 29 97 4 43

E-Mail: verkauf@ternimed.de

Shop: ternimed.de

